

# Tristel

## Duo



**SCHIUMA SPORICIDA DISINFETTANTE**

**per**

**STRUMENTI DI OCULISTICA**



## Una schiuma sporicida disinfettante per strumenti di oculistica

Tristel Duo per Oculistica è una schiuma disinfettante efficace contro tutti i tipi di microrganismi, spore comprese, in un unico e rapido tempo di contatto. La schiuma è composta di diossido di cloro brevettato Tristel che garantisce la rapida esecuzione della disinfezione in modo sicuro per la salute dell'operatore ed è anche perfettamente compatibile con i materiali presenti negli strumenti.

Il vasto spettro del ClO<sub>2</sub> Tristel lo rende adatto per tutti i diversi strumenti riutilizzabili usati in oculistica. Tali strumenti comprendono lenti a contatto per gonioscopia, coni per tonometria, sonde per pachimetria, biometria e ecografia ultrasonica. La schiuma è infatti efficace contro tutti i tipi di patogeni, sia batteri che funghi oppure virus, potenzialmente reperibili sulle superfici degli strumenti utilizzati nelle visite oculistiche, in soli 30 secondi.

Tristel Duo per Oculistica facilita e velocizza l'operazione di disinfezione: al termine della visita lo strumento viene pulito e viene quindi applicata una dose di schiuma direttamente sullo strumento oppure sulla Salvietta Asciutta Tristel. Si consigliano due dosi per gli strumenti più grandi. La schiuma viene stesa in modo uniforme sullo strumento, assicurandosi che tutta la superficie ne venga in contatto e poi lasciata agire per 30 secondi. Alla fine del tempo di contatto, lo strumento viene risciacquato con acqua di qualità appropriata ed è pronto per il riutilizzo sul paziente successivo. Le caratteristiche di Tristel Duo permettono un ricondizionamento completo ed effettivo dello strumento tra una visita e l'altra senza perdite di tempo né rallentamenti dei ritmi di lavoro.



La Salvietta Asciutta Tristel agevola ed accresce le prestazioni di Tristel Duo durante la disinfezione dello strumento, permettendo un rilascio efficace di tutta la schiuma sulla superficie senza assorbirne alcunché. La salvietta è realizzata in TNT con ridottissimo rilascio di residui di fibra sulla superficie trattata. La salvietta è adatta anche per la rimozione di qualsiasi sporco visibile prima della disinfezione



Tristel Duo per Oculistica è un dispositivo medico classe IIb, marchiata CE, in conformità alle Direttive Europee 93/42/CEE e i suoi emendamenti 2007/47/CE.

**Tristel Italia S.r.l.**  
**Piazzale Dateo, 2**  
**20129 Milano**  
**T + F: 02 7000 1303**

**Tristel**