

TABELLA DI COMPATIBILITA' ClO₂ TRISTEL

Il ClO₂ è compatibile con la maggior parte dei materiali trovati negli ambienti sanitari, ma, anche se i prodotti contengono inibitori anticorrosivi, è possibile che reagisca con certe molecole presenti in certi materiali. Test hanno evidenziato la seguente compatibilità:

Materiale	Compatibilità
Acciaio inox (316)	Eccellente
Acciaio inox (304)	Buona
Tungsteno	Non risultano danni dopo i test
Ottone	Scarsa
Rame	Scarsa
Cromo	Scarsa
Acciaio dolce	Scarsa
Alluminio	Scarsa
Alluminio anodizzato	Scarsa
Vetro	Eccellente
Viton-GF	Eccellente
Perfluoroelastomero	Eccellente
Polipropilene	Buona/eccellente
Polisulfone (bianco)	Buona
Polisulfone (naturale)	Buona
Policarbonato	Buona
Fluorocarbonico	Buona
Poliuretano (trasparente)	Buona
PTFE elastomerico	Buona
Poliuretano	Buona
Polietilene	Buona
Fibra di carbonio	Non risultano danni dopo i test
PETP	Non risultano danni dopo i test
PVDF	Non risultano danni dopo i test
Polymid	Non risultano danni dopo i test
Polietilene	Non risultano danni dopo i test
PMMA	Non risultano danni dopo i test
Poliossimetilene	Non risultano danni dopo i test
Viton	Discreta/ buona
Acetale	Discreta
Silicio	Discreta
ABS	Scarsa
Nylon	Scarsa
PVC	Discreta/ scarsa
Gomma	Scarsa
EPDM	Scarsa
Santoprene	Scarsa
Buna-N	Scarsa